



Mobile Flex

Sistema de 2 postes
Sistema de 4 postes

manual de usuario

Información importante

¡Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto!

Este manual de usuario está pensado como una guía para los cuidadores y otros usuarios, así como para el personal técnico, durante la reparación y el mantenimiento del producto.

Date: 06-09-2023

Ver: 6



Escanea el código QR para más información

CONTENIDO

1. FINALIDAD Y SEGURIDAD	3
1.1 Objetivo	3
1.2 Indicaciones de seguridad	3
1.3 Comprobar antes de usar	4
1.4 Transporte	4
2. MÓVIL FLEX - SISTEMA DE 2 PUNTOS	4
2.1 Terminología	4
2.2 Desembalaje	4
2.3 Instrucciones de montaje	5
2.4 Especificaciones técnicas y dimensiones	6
3. MÓVIL FLEX - SISTEMA DE 4 PUNTOS	7
3.1 Terminología	7
3.2 Desembalaje	8
3.3 Instrucciones de montaje	8
3.4 Especificaciones técnicas y dimensiones	10
4. USO Y AJUSTE	11
4.1 Uso de Mobile Flex	11
4.2 Ajuste del Mobile Flex	11
5. MANTENIMIENTO	12
5.1 Limpieza	12
5.2 Almacenamiento	12
6. VERIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	12
6.1 Control anual	12
6.2 Solución de problemas	12
7. MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD	13
7.1 Descartar	13
7.2 Calidad	13
7.3 Símbolos y abreviaturas	13
8. ACCESORIOS	13

1. PROPÓSITO Y SEGURIDAD

1.1 Objetivo

El sistema modular, Mobile Flex, se puede configurar de diversas formas, satisfaciendo las necesidades individuales. Es posible configurar un sistema de 2 postes con ruedas y un sistema de 4 postes con pies.

El sistema cubre varias lagunas. Según el modelo elegido, aumenta el alcance de 2 a 3 metros o de 3 a 4 metros.

- El Mobile Flex está diseñado para levantar y trasladar pacientes de un punto a otro en instituciones como residencias de ancianos, hospitales, centros comunitarios y domicilios privados.
- Mobile Flex es ideal cuando no es posible instalar un sistema ferroviario estacionario o cuando se necesita una solución temporal.
- El Mobile Flex está aprobado para su uso con un elevador de techo Luna con una carga máxima de 275 kg.

NOTA: Todos los modelos se describen en este manual. Las ilustraciones y descripciones son aplicables a todos los modelos a menos que se proporcione una descripción por separado.

NOTA: No utilice el Mobile Flex para fines distintos a los previstos originalmente.

1.2 Instrucciones de seguridad



Importante – ¡advertencia!

Lea atentamente el manual del usuario y estas instrucciones de seguridad antes de utilizar Mobile Flex :

- Todas las piezas deben instalarse correctamente de acuerdo con este manual.
- NUNCA utilice el Mobile Flex si se sospecha que existe un defecto (sonido anormal, soportes sueltos, etc.). En estos casos, es importante encontrar la causa, retirar el Mobile Flex del servicio y ponerse en contacto con su distribuidor o con Winncare Nordic ApS .
- La capacidad máxima del Mobile Flex es de 275 kg y nunca debe superarse.
- Asegúrese de que ni los cuidadores/ayudantes ni los pacientes/usuarios puedan resultar heridos durante el levantamiento .
- El Mobile Flex no se puede mover ni ajustar cuando se transfiere a un paciente de un punto a otro
- Asegúrese de que el usuario no pueda ser comprimido ni restringido en movimiento.
- Es el proveedor de atención el responsable de la seguridad y de garantizar que el producto se utilice correctamente. Ver 1.3 - *Verificar antes de usar.*

1.3 Comprobar antes de usar

El cuidador es responsable de garantizar que Mobile Flex se revise antes de su uso, lo que incluye lo siguiente:


- 1) El personal recibió instrucciones calificadas sobre el uso de Mobile Flex.
- 2) Comprueba que el Mobile Flex está completo y que no falta ninguna pieza.
- 3) Compruebe que no haya signos de corrosión, desgaste u otros defectos. Si hay algún signo de defecto, el Mobile Flex debe dejar de usarse inmediatamente .
- 4) Si tiene alguna pregunta sobre el uso de Mobile Flex, comuníquese con Winncare Nordic ApS para obtener asesoramiento y orientación .

1.4 Transporte

WinnCare Nordic ApS recomienda transportar el Mobile Flex en su embalaje original.

2. MOBILE FLEX - SISTEMA DE 2 POSTALES

2.1 Terminología



2.2 Desembalaje

Asegúrese de que no falten piezas ni estén dañadas. Cualquier sospecha de daño o escasez debe informarse a su distribuidor o a WinnCare Nordic ApS .

El sistema de 2 POS se entrega en 5 cajas . El contenido de las cajas es el siguiente:

Cuadro 1 (Figura 2.2A):

- Viga telescópica con carro para polipasto de techo Luna con conexión de bayoneta.
- manual de uso



Figura 2.2A

Cuadro 2 (figura 2.2B):

- 2 cajas cada una con una columna de soporte



Figura 2.2B

Cuadro 3 (figura 2.2C):

- 2 cajas cada una con base con ruedas




Figura 2.2C

¡Observación! Recomendamos conservar el embalaje si el sistema se embala para almacenamiento o transporte.

2.3 Instrucciones de montaje



Debido a piezas pesadas WinnCare Nordic ApS recomienda que el montaje del Mobile Flex lo realicen dos personas.

Sigue las instrucciones de montaje paso a paso:

- 1) Coloque las columnas de soporte en el piso con el travesaño entre las columnas.
- 2) Gire las columnas de soporte con los 2 orificios mirando hacia el travesaño. (Figura 2.3A).
- 3) Conecte las columnas de soporte al travesaño atornillando los 2 tornillos M10 (Fig. 2.3B). Esto debe hacerse por ambos lados.



Figura 2.3A



Figura 2.3B

Nota: Para pos. 2 y 3 asegurarse de que los tornillos estén bien apretados; de lo contrario, el sistema de 2 postes será inestable y no será seguro utilizarlo .

- 4) Levante la columna de soporte y conecte la base (Fig. 2.3C).

Termina un lado primero.



Figura 2.3C

- 5) Apriete los 4 tornillos M8 debajo de la base (Fig. 2.3D). Repita en el lado opuesto.

- 6) Levante el sistema de 2 postes. puede ser uno ventaja de bloquear las ruedas .



Figura 2.3D

2.4 Especificaciones técnicas y dimensiones.

Especificaciones:

Peso:

Móvil Flex 3000 completo: 88 kg

Móvil Flex 4000 completo: 98 kg


Cruzando 3000 (3 metros): 28 kg

Cruzando 4000 (4 metros): 38 kg

Columna de soporte: 18 kg

Base con ruedas: 12 kg


Dimensiones:



	Mobile Flex 3000	Mobile Flex 4000
a	1775 mm	1775 mm
b	2160 mm	3160 mm
c	3160 mm	4160 mm
d	120mm	120mm
e	1150 mm	1150 mm
f	1890 mm	1890 mm
g	2540 mm	2540 mm
Carga maxima	275 kilogramos	275 kilogramos

3. MOBILE FLEX - SISTEMA DE 4 POSTALES

3.1 Terminología



3.2 Desembalaje

Asegúrese de que no falten piezas ni estén dañadas. Cualquier sospecha de daño o escasez debe informarse a su distribuidor o a Winncare Nordic ApS . El sistema de 4 postes se puede combinar según el modelo. Ver combinaciones en el capítulo 3.4 - “Especificaciones” y número de piezas aplicadas.

Contenido de la caja:

Tabla 1 (figura 3.2A):

- Viga telescópica con carro para polipasto de techo Luna con conexión de bayoneta.
- Manual de usuario



Figura 3.2A

Cuadro 2 (figura 3.2B):

- 4 cajas cada una con una columna de soporte



Figura 3.2B

Cuadro 4 (figura 3.2C):

- pedazo lejos



Figura 3.2C

Tabla 5 (figura 3.2D):

- 2 x soporte final, 2 x cierre de bayoneta y 4 x dispositivo ajustable para columna de soporte.



Figura 3.2D

3.3 Instrucciones de montaje



Debido al peso de las piezas, Winncare Nordic ApS recomienda que el montaje del Mobile Flex lo realicen dos personas .

Siga las instrucciones de montaje paso a paso :

- 1) Coloque 2 de las columnas de soporte en el piso con el travesaño entre las columnas.
- 2) Gire las columnas de soporte con los 2 orificios mirando hacia el travesaño. (Figura 3.3A).
- 3) Conecte las columnas de soporte al travesaño atornillando los 2 tornillos M10 (Fig. 3.3B). Esto debe hacerse en ambos lados.

Nota: Para pos. 2 y 3 asegúrese de que los tornillos estén bien apretados; de lo contrario, el sistema de 4 postes será inestable y no será seguro utilizarlo .

Nota: Repetir pos. 1 - 3 en el lado opuesto.



Figura 3.3A



Figura 3.3B

- 4) Atornille el pie a la columna de soporte con los 4 tornillos M8 .
Asegúrese de que los tornillos estén apretados (Fig. 3.3C).
Repita esto para las 4 columnas de soporte.




Figura 3.3C

- 5) Coloque los dos lados con los travesaños uno frente al otro y apóyelos, etc., contra una pared (Fig. 3.3D).



Figura 3.3D

- 6) Monte la pieza espaciadora entre los dos extremos (Fig. 3.3E) y apriete los 4 tornillos M10 (Fig. 3.3F).



Figura 3.3E



Figura 3.3F

- 7) Móntelo en ambos extremos a través del soporte del extremo.
- 8) Levante el travesaño de modo que el soporte del extremo llegue al soporte de bayoneta (Fig. 3.3G).
- 9) Presione el cierre de bayoneta hasta que sienta resistencia.
Gire la cerradura 90° en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un clic (Fig. 3.3H).



Figura 3.3G



Figura 3.3H

- 10) Gire el disco de bloqueo de bayoneta en el sentido de las agujas del reloj hasta que el soporte transversal y el carro queden bloqueados (Fig. 3.31, punto A).




Figura 3.31

3.4 Especificaciones técnicas y dimensiones.

Especificaciones:

<i>Numero de piezas para cada modelo</i>	Mobile Flex 3000/3	Mobile Flex 3000/4	Mobile Flex 4000/3	Mobile Flex 4000/4
Cruz 3000	x3	x2	x1	
Cruz 4000		x1	x2	x3
3000 pieza de distancia	x2		x2	
4000 pieza de distancia		x2		x2
Peso total	200 kilos	220 kilos	220 kilos	240 kilos

Peso en piezas:

Travesía 3000 (3 metros): 28 kg


Travesía 4000 (4 metros): 38 kg

Distancia pieza 3000 (3 metros): 20 kg

Distancia pieza 4000 (4 metros): 25 kg

Columna de soporte: 19 kg

Dimensiones:



	Mobile Flex 3000/3	Mobile Flex 3000/4	Mobile Flex 4000/3	Mobile Flex 4000/4
a	1891 mm	1891 mm	1891 mm	1891 mm
b	2160 mm	2160 mm	3160 mm	3160 mm
c	3000 mm	3000 mm	4000mm	4000mm
d	2941 mm	2941 mm	2941 mm	2941 mm
e	2160 mm	3160 mm	2160 mm	3160 mm
f	3000 mm	4000mm	3000 mm	4000mm
carga maxima	275 kilos	275 kilos	275 kilos	275 kilos

4. USO Y AJUSTE

El Mobile Flex se puede utilizar en ambientes húmedos como baños .
Se puede utilizar Mobile Flex hacia Aire libre .

4.1 Usando Mobile Flex

Mobile Flex siempre debe usarse junto con Winncare Nordic ApS Elevador de techo Luna .

Un carro con una bayoneta adjunta está montado en el travesaño que sostiene el Luna (Fig. 4.1A). Consulte las instrucciones de usuario de Luna para obtener más información sobre el polipasto de techo Luna .



Figura 4.1A

aplica lo siguiente _ justo hacia sistema de 2 postes

Las ruedas debe siempre estará bloqueado cuando se utilice el sistema de 2 postes.

- Pise el pedal para activar el freno.



Figura 4.1B

4.2 Tuning Móvil Flex

Es posible ajustar la altura y el ancho del Mobile Flex haciéndolo adaptarse a diferentes entornos/ambientes.

Ajuste la altura (Fig. 4.2A)

- 1) Para ajustar la altura, afloje la manija de ajuste de altura. Gire la manija en sentido antihorario hasta que escuche un ligero clic.
- 2) Tire del asa y ajuste la altura a la posición deseada.
- 3) Al soltar el mango es importante que se escuche un clic claro para asegurar que la altura se ajuste y por tanto se bloquee.




Figura 4.2A

- 4) Apriete la palanca de ajuste girándola en el sentido de las agujas del reloj.
- 5) La altura se ajusta y bloquea.

Ajustar el ancho :

Para ajustar el ancho, afloje el tornillo de mariposa en el travesaño (Fig. 4.2B).

Recuerde apretar el tornillo nuevamente cuando se ajuste el recorrido.



Figura 4.2B

5. MANTENIMIENTO

5.1 Limpieza

El Mobile Flex se puede limpiar con un paño ligeramente húmedo y una pequeña cantidad de producto de limpieza doméstico estándar.

No se deben utilizar productos químicos ni otros agentes fuertes/abrasivos.

5.2 Almacenar

Mobile Flex está diseñado para uso en interiores con temperaturas normales (+2 - +40°) y humedad relativa (40-90%).

Si el Mobile Flex no se utiliza y está configurado para almacenamiento, la altura y el ancho deben coincidir para que el Mobile Flex ocupe un espacio mínimo.

6. COMPROBACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

6.1 control anual

El Mobile Flex debe inspeccionarse al menos una vez al año de acuerdo con EN/ISO 10535, Anexo B, que recomienda que la inspección la lleve a cabo una persona calificada y familiarizada con el uso del Mobile Flex.

El propietario legal del producto es responsable de garantizar que se realice la inspección. Se puede solicitar un calendario de inspección a Winncare Nordic ApS .

Si _ Si alguna pieza debe ser reemplazada debido a desgaste o daño, deberá ser obtenida/suministrada por Winncare Nordic ApS .

6.2 Solucion de problemas

Falta:

El ajuste de altura no funciona.

Posible causa:

Solución:

El resorte de gas está defectuoso.

con un resorte de gas nuevo o comuníquese con Winncare Nordic ApS .

7. MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

El Mobile Flex tiene una vida útil prevista de un mínimo de 10 años, siempre que se hayan realizado todas las comprobaciones de servicio recomendadas y se hayan seguido las instrucciones normales de mantenimiento y cuidado.

7.1 Disposición

El producto puede devolverse a Winncare Nordic ApS para su eliminación. Cuando el Mobile Flex se desgasta, se puede devolver a Winncare Nordic ApS para su eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, ya sea mediante reutilización o reciclaje.

7.2 Calidad

Winncare Nordic ApS está certificada según las normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.

Estas certificaciones significan que los productos y la empresa cumplen con los estándares internacionales de gestión de calidad, gestión ambiental y trazabilidad de productos médicos.

Mobile Flex está clasificado como un producto de dispositivo médico de clase 1.

7.3 Símbolos y abreviaturas



Consulta el manual de usuario.

SWL

Carga de trabajo _ seguro = (usuario , Luna + cabestrillo)

8. ACCESORIOS

Número de artículo
015-01999

Descripción
multiacoplamiento

Fabricante :
Winncare Nórdico ApS
Taarnborgvej 12 C
4220 Korsoer
Dinamarca



Teléfono : +45 70 27 37 20
Fax: + 45 70 27 37 19
Correo electrónico:
Info@winncare.dk
www.winncare.com

(UE) 2017/745 CLASE I
EN/ISO 10535:2007



UM-910-00 xxxES