



ACCESORIOS DE CAMA

WIN  CARE



"Accesorio de producto sanitario: cualquier elemento que, sin ser en sí mismo un producto sanitario, está destinado por su fabricante a ser utilizado con un producto o productos sanitarios determinados para permitir el uso del producto o productos sanitarios de conformidad con su finalidad prevista o para contribuir específica y directamente a la función médica del producto o productos sanitarios de conformidad con su finalidad prevista", según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (art. 2).




ACCESORIOS DE CAMA

11



12



13



DESCRIPCIÓN		ALDRYS	X'PRESS (LOW)	X'PRIM	MEDICALYS	GAMA AERYS	XXL DIVISYS	XXL X'PRESS	DUO DIVISYS	KALIN	MEDIDAS	ACABADO / COMPOSICIÓN
1	Barandilla de pié de cama A682-00 Derecha A683-00 Izquierda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	Longitud : 80 cm Altura 38,5 cm con respecto al somier Compatible con extensión de somier	Metal pintado
2	Lámpara de lectura 61300158 / 61300159	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Montaje en soporte de varilla de suero	Metal pintado
3	Barra de suero con 2 ganchos A1700 / A170001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 gancho : Altura fija 120 cm 4 ganchos : altura regulable 115-120 cm	Inox Ganchos plástico
4	Varilla de suero telescópica 2 y 4 ganchos A8400 / A840001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Altura regulable: 72 à 141cm	Ganchos plástico
5	Soporte flexible para el mando a distancia A230-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	Imán / Metal pintado
6	Tope de pared	A675-00	✗	A551-00	A633	670-00 (AÉRYS 90/100) A670-00B (AÉRYS 90/100 con ruedas ocultas) A663-00 (AÉRYS XXL)	A551-00	✗	✗	En serie	✗	Metal pintado
	Tope de pared regulable A684-00	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	Metal pintado
7	Extensión de somier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Profundidad : 20 cm	Metal pintado
8	Extensión de somier AERYS Integrado y retráctil	✗	✗	✗	✗	largo de cama 90 únicamente	✗	✗	✗	✗	Profundidad : 20 cm Largo: 90 cm	Metal pintado
9	Punto de apoyo Compatible con barandilla y lados largos A575-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Alto 35 cm Largo: 29 cm	Metal pintado
10	Soporte de esquina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Modelo específico	✗	Metal pintado

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN Y REFERENCIAS	MEDIDAS	ACABADO / COMPOSICIÓN
11 Colchoneta amortiguadora SECURFORM 07.2900	Consejos para cuidar la espuma: Humedecer y frotar ligeramente Consejos para el cuidado diario de la funda: utilice una esponja y agua jabonosa, luego aclare con agua limpia.	Desplegada : 88 x 195 x 3 (l x L x H - en cm) Plegada : 88 x 65 x 9 (l x L x H - en cm)	Espuma viscoelástica polyuréstano, polyester
12 Protector de barandilla cama Évolution (XPRIM) (unidad/par)	Barandillas ¾ Epoxy 140cm: 07.2440U / 07.2440P 190cm: 07.2490U / 07.2490P	140/190cm x 30cm	Espuma HR, polyester, polyuréstano
13 Protector de barandillas para cama Universal (unidad/par)	90 cm: 07.2260U / 07.2260P (compatible con barandilla telescópica) 140 cm: 07.2340U / 07.2340P (compatibles barandillas 3/4 epoxy) 190 cm: 07.2390U / 07.2390P (compatibles barandillas madera)	90/140/190cm x 32cm	

