



ALDRYS

La cama **ALDRYS** está diseñada para **preservar la autonomía** de las personas mayores con **fragilidad cognitiva**, actuando sobre :

- **Reduciendo la gravedad de las caídas** desde la cama,
- **Reduciendo** el uso de sujeciones en la cama (físicas, químicas, psicológicas)

 **KG ≤ 135 kg**



Somier divisible



Control con bloqueo



Ruedas c/freno individual



Compatible con la gama **S.A.M.**



Elevación de 24 a 80 cm



Rango de hasta 70°



Equipo eléctrico



Paneles y Accesorios

Recomendación HAS*

En su evaluación de las prácticas profesionales en las instituciones sanitarias y con el fin de limitar los riesgos en instituciones de la contención física de los ancianos (octubre de 2000), la L'ANAES recomienda disponer de una cama baja de menos de 45 cm de altura, para limitar el riesgo de caídas

* Haute autorité de santé (ex-ANAES)

WIN CARE

Imágenes no contractuales

LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO

ERGONOMÍA

6 kg más ligera que la versión anterior.
Principio de montaje ergonómico del somier.
Nueva caja de control CA40.



COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de elevadores y mesas de comedor para cama.

Denominación	ALDRYS
Somier	90 x 200 cm
Altura variable	24 cm a 80 cm
Elevador de reposapiernas	Versión C: inclinación máxima de 26° mediante cremallera Versión P: 26° de flexión de las rodillas (muslos) y 16° de ajuste de los pies mediante cremallera Versión H: flexión eléctrica con apoyo horizontal de la pantorrilla
Capacidad de carga	Carga de trabajo segura: 170 kg Peso máximo del paciente 135 Kg / Accesorios 15 Kg / Colchón 20 Kg
Ruedas	Ø 100 mm
Motor	LINAK IP 66

Dispositivos médicos de clase I



MANDO A DISTANCIA RETROILUMINADO

La cama ALDRYS viene de serie con con un mando a distancia **retroiluminado**. También se puede **bloquear**.



NUEVA CAJA DE CONTROL CA40

La tecnología SMPS (transformación electrónica de tensión) reduce el ruido y las vibraciones



FRENADO CENTRALIZADO

Garantiza un frenado seguro.
Un solo pedal a los pies de la cama.

PATENTE
N°FR2930922

OPCIONES



NUEVOS paneles acústicos®

Imágenes no contractuales

WIN CARE