



C4300 CARRO DE DUCHA

El carrito de ducha se utiliza para pasar de la cama a la ducha. La persona se traslada al carrito de ducha de forma fácil y cómoda.

 ≤ 155 kg



Mantenimiento- 

TRANSFERENCIA

- El traslado del paciente es más fácil gracias a la posición baja de 52 cm.
- Al acercar el carrito de ducha a la cama, la transferencia puede realizarla una sola persona.
- Las barandillas laterales de protección, de 20 cm de altura, garantizan la seguridad del paciente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ▶ Altura variable de 52 a 88 cm accionada hidráulicamente por pedal en ambos lados.
- ▶ Colchoneta de poliéster de PVC, color azul, guateado, de 2 cm de espesor, fijado en una plataforma compacta, hidrófuga.
- ▶ Barra de empuje en cabeza y pies.
- ▶ Superficie de descanso: 1,78 m x 60 cm.
- ▶ Capó de protección de la base en ABS.
- ▶ Amplia base de 71,5 cm para mayor estabilidad
- ▶ Manguera de evacuación con clip de sujeción en el lateral del plano de la camilla.



2
AÑOS



VENTAJAS DEL PRODUCTO

CONFORT

La altura variable permite al personal asistencial trabajar en una posición ideal, evitando el riesgo de lumbago.

SEGURIDAD

Las barandillas laterales protectoras de 20 cm de altura garantizan la total seguridad del paciente. Freno centralizado (opcional) de las 4 ruedas, una de ellas direccional. Manguera de evacuación de 185 cm de largo y 4 cm de diámetro. Altura sobre el suelo de 13 cm (15 cm, con freno centralizado).

ROBUSTEZ

Estructura de acero epoxi anticorrosión.



Desagüe fácil de usar. Superficie inclinada de 2°



Freno con 4 ruedas Ø 125 mm, 1 de ellas direccional.

COJÍN CILINDRICO

Alto 9,90 cm, largo 49,7 cm, ancho 20,2 cm




Freno Centralizado (opcional)
Dispone de otras 2 posiciones: posición 2 ruedas libres, posición 3 rueda direccional.



BARANDILLAS

Barandillas perfiladas abatibles acabado epoxi.



A	B	C	D	E	RUEDAS	PESO DEL CARRO
ANCHO	LARGO	ALTURA VARIABLE	LONGITUD	ANCHO ÚTIL		
74 cm	178 cm	52 y 88 cm	198 cm	60 cm	150 mm	79 kg

