

## e-ESTACIÓN SOLUCIÓN DE RECARGA EN LA VÍA

e-Estación, la última incorporación a la familia de soluciones de rieles Winncare, garantiza que el la grúa de techo Luna esté siempre cargada y lista para funcionar. Solo tiene que aparcar Luna en la zona de carga de la e-Estación y la carga comenzará automáticamente.



### Una solución estética

La grúa de techo Luna es estéticamente agradable y nuestra nueva e-Estación lo complementa ofreciendo una solución discreta sin una estación de carga visible montada en la pared. La e-Estación es una pieza de 1 metro de carril de 75 mm con una función de carga integrada.

### Nueva instalación o modernización

La e-Estación puede montarse e implementarse fácilmente en instalaciones nuevas y también en sistemas de vía única ya existentes. Es compatible con plataformas giratorias y, con la configuración adecuada de las vías, también puede instalarse en sistemas XY. La e-Estación puede montarse en la pared o suspenderse del techo.

### Dos Lunas a la vez

e-Estación es compatible con Luna 200/275 kg, montada en un carro de bayoneta con transferencia de energía. La integración de la e-Estación en un sistema de vía única existente es sencilla y sólo requiere la sustitución de la lámina lateral Luna y el carro; dos sencillos pasos y la Luna estará lista para cargarse en la e-Estación. En la zona de carga caben dos Lunas a la vez.