



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ Cojín de gel viscofluido combinado con una base de espuma de alta elasticidad
- ▶ Funda impermeable y permeable al vapor
- ▶ Base antideslizante
- ▶ Peso pacientet : 40 a 95 kg
- ▶ 2 tamaños disponibles : 40 x 40 x 5.5 cm et 43 x 45 x 5.5 cm
- ▶ Espesor: 1 cm de gel viscofluido por un lado y 4,5 cm de espuma de alta resiliencia por el otro.



GELTOP

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Ayuda para la prevención de lesiones derivadas de la presión para pacientes con **RIESGO BAJO A MODERADO**, en posición sentada sin problemas de estabilidad e incapaces de realizar maniobras eficaces de alivio de la presión.

Criterios de exclusión (según la HAS): antecedentes de UPP isquiáticas o sacro-coccígeas, parálisis del tronco y/o de los miembros inferiores, trastornos de la sensibilidad en los miembros inferiores, espasticidad, apoyo asimétrico (frontal o sagital), amputado vascular.



40 ≤ 95 kg



NORMATIVA DE FUEGO
EN 597 part 1 & 2

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Reduce la presión por inmersión y envoltura..
- Reduce las fuerzas por cizallamiento aplicada sobre la piel.
- Revestimiento antideslizante para estabilizar el cojín en la silla.

FUNDA	DIMENSIONES	REFERENCIAS
	40 x 40 x 5,5 cm	VAB4040/PUHD
	43 x 45 x 5,5 cm	VAB4345/PUHD
	40 x 40 x 5,5 cm	VAB4040/CIC
	43 x 45 x 5,5 cm	VAB4345/CIC