



CARACTERÍSTICAS

1. Elevador de tijera; incluido la base
2. Respaldo (incluida la almohadilla del reposacabezas).
3. Plataforma con raíles.
4. Correas de soporte.
5. El respaldo y la plataforma se fijan a la plataforma mediante tacos de plástico insertados en las ranuras de sujeción..
6. El material se puede lavar a máquina.



Surfer Bather Elevador de baño para niños + Airflo 12

Un elevador de bañera para niños que funciona con una sola mano y **minimiza los riesgos de traslado y manipulación tanto para los terapeutas como para los padres** y cuidadores. El Surfer Bather mantendrá al niño **seguro en el asiento** tanto durante la transferencia dentro y fuera de la bañera, como durante el proceso de baño en sí.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altura máxima del usuario: 135 cm.
- Profundidad del asiento: 62 cm.
- Longitud total: 112 cm.
- Anchura (max-min): 67.5 cm / 37 cm.
- Peso total del producto: 8.7 Kgs.
- Elevación rendimiento por carga: hasta 20 ascensos.
- Compresor Airflo: 12.
- Mando manual totalmente impermeable (IP67)

