



CARACTERÍSTICAS

1. Gran alternativa a una bañera sin mampara.
2. Fácil de montar o desmontar: **se separa en tres piezas.**
3. Funciona con pilas, sin cables eléctricos peligrosos.
4. Mando totalmente impermeable.
5. **Característica de seguridad:** sólo le bajará a la bañera cuando haya batería suficiente para subirle de nuevo.
6. **Levanta hasta 165 kg**
7. Exclusivas aletas flexibles que se doblan al entrar en contacto con un obstáculo
8. El equipo reducirá la cantidad de movimientos y manipulaciones que debe realizar el cuidador.



Elevador de bañera ARCHIMEDES

El elevador de bañera de **Archimedes** baja a una persona a la bañera, en un asiento de posición fija, mediante un mando a pilas.

Si necesita más apoyo para la espalda, **Archimedes** es la solución perfecta para el cuidado con una sola mano.

Baje y levántese de la bañera en el cómodo y tranquilizador asiento de **posición fija utilizando el mando a pilas.**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altura máxima: 45 cm.
- Profundidad del asiento: 44.5 cm.
- Longitud total: 61 cm.
- Peso total del producto: 10 Kgs
- Ancho de la solapa lateral: 17 cm
- Anchura (sin solapas laterales): 39.5 cm.
- Las piezas separadas pueden desmontarse y limpiarse con facilidad.

