



AERYS 90

La cama Aerys incorpora en su **caja de control un nuevo software de gestión:**

- Permite memorizar la altura para personalizar y facilitar la entrada/salida de la cama del paciente.
- Acceder, a través de un botón, a la posición silla (proclive)
- Una parada en -5° en posición trendelenburg para recoger al paciente en la cama.
- Una posición de Trendelenburg a -12 ° para emergencias

Gracias a un estilo depurado que se diferencia del entorno medicalizado y a múltiples funcionalidades, permite **adaptarse a las diferentes patologías de los pacientes y favorece la ergonomía de los cuidadores.**

Ergonomía: Amplitud de altura variable de 25 a 80 cm.

Diseño doble travesaño:

- **Comodidad de trabajo** para los cuidadores a cualquier altura.
- Facilidad de limpieza bajo la cama.
- **Paso sencillo de las grúas y de las mesas** para comer en la cama.
- Sistema de fijación de paneles Easy-move.



WIN CARE



HORIZONTALIDAD PERMANENTE Y AUTOMÁTICA

Gracias a su caja de control DIGITAL (CO41 de LINAK), la gestión de la **horizontalidad es totalmente automática** (sin necesidad de volver a la posición más baja o más alta).



POSICIÓN DE SILLÓN

Es accesible para el residente con sólo pulsar un botón. Les hace más **CÓMODOS** y mejora su estado general al reducir la restricción fisiológica causada por el reposo en cama y la movilidad reducida.



MEMORIZACIÓN DE ALTURA VARIABLE

Con la opción de **personalizar la altura** de la cama, puede subir y bajar de la cama de forma más segura. De este modo puede **preservar la independencia** de sus residentes.

	AERYS 90	
Somier	90 x 200 cm (listones de metal soldados)	Peso del dispositivo: 75Kgs
Reposapiernas	Flexión de rodillas 26° (muslos) y 16° ajuste del pie con cremallera	
Capacidad de carga	Carga de trabajo segura: 220 kg Peso máx del paciente 165 Kg / Accesorios 15 Kg / Colchón 20 Kg	
Ruedas	Ø 100 mm Carro de cabeza con ruedas metálicas fijas / Ø 75 mm Carro de pie con ruedas multidireccionales con frenos individuales	
Motor	LINAK IP 66 Mando a distancia bloqueable y retroiluminado	

OPCIONES



www.wearewinnicare.com