



AERY'S CONFORT 100

La cama **AERY'S CONFORT**, de la gama **AERY'S**, está indicada para personas con una pérdida de autonomía temporal o permanente.

Somier de un ancho de 100 cm **aumenta la comodidad del usuario, facilitando sus movimientos.**

 ≤ 165kg



25 a 80 cm



Hasta 70°



Mecánica, eléctrica y mando de control



Paneles y accesorios

La calidad del sueño de los Españoles

Según encuesta realizada por **SES (Sociedad Española del Sueño)** el 58% de los españoles duerme mal y hasta un 13% no descansa nada. Los españoles duermen una media de 6,8 horas entre semana, siendo entre 7 y 9 horas lo recomendado por los expertos. Más de 12 millones de personas en España no descansan de forma adecuada y más de 4 millones padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave.

Otro estudio lo realizó la **Asociación Española de la Cama** sobre la Salud y el Descanso, afirma que el 32% de los españoles se levanta en las mañanas con dolores musculares y sensación de cansancio. El 61'5% de las personas encuestadas afirmó que **el equipo de descanso** es uno de los factores que más influyen en la conciliación del sueño, detrás del calor con un 72% y el estrés, con un 76.5%.

Por eso, es muy importante elegir un buen equipo de descanso como la cama, el colchón, la almohada y la ropa de cama, adecuadas ya que mejorará el descanso diario y todo ello repercutirá de forma positiva en el humor y la felicidad..

ERGONOMÍA

El diseño del somier ofrece mucho espacio para limpiar y desinfectar los suelos y superficies de la cama, mejorando la ERGONOMÍA en el trabajo y aumentando la productividad.



RUEDAS OCULTAS OPCIONALES

Ocultan las ruedas, lo que puede dar a la cama un aspecto médico conservando su funcionalidad (frenado centralizado, desplazamiento lateral).



LARGUEROS UNIVERSALES

El kit* «langueros universales» oculta las partes metálicas del somier de la cama.

También es compatible con todos los paneles de cama.

* Disponible por par (1 a la derecha y 1 a la izquierda)

OPCIONES



Dispositivos médicos de clase 1

Designación	AERYS CONFORT 100	
Somier	100 x 200 cm (lamas metálicas soldadas)	
Reposapiernas	Flexión de rodillas 26° (muslos) y ajuste de pie 16° con cremalleras	
Capacidad de carga	Carga de funcionamiento segura : 200 kg Peso paciente máximo 165 Kg / Accesorios 15 Kg / Colchones 20 Kg (Entorno 3, 4 sin función trendelenburg y 5)	
Ruedas	Ø 100 mm Carro de cabeza con ruedas metálicas fijas Ø 75 mm Carro de pie con ruedas multidireccionales con frenos individuales	
Motor	LINAK IP 66 Mando a distancia con bloqueo y retroiluminado	
Peso dispositivo	Versión P	78kg