




3
AÑOS
GARANTÍA

Score Escala de Braden



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ Colchón monobloque moldeado de soporte único con parte superior de espuma viscoelástica de 6 cm y una base en espuma HR de 8 cm
- ▶ Capa superior de espuma viscoelástica ≥ 85 Kg/m³ para aumentar la superficie de contacto con la piel. soporte que garantiza la máxima reducción de la presión para una prevención óptima del riesgo de escaras
- ▶ Base en espuma de poliuretano Alta Resiliencia (HR) : densidad : 28 Kg/m³ ; capacidad de carga: 3,6 kPa.
- ▶ Paso paciente: 15 a 70 Kg (VMA82-CIC), 20 a 90 Kg (VMA/PEDIA/M)
- ▶ Peso del colchón : ~ 12 kg
- ▶ Funda PROMUST CIC extraíble y lavable a máquina.



ALOVA JUNIOR

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Ayuda a la prevención de escaras en pacientes de **RIESGO MEDIO A ALTO**. Paciente confinado en cama durante unos días, movilizándose solo.

Tratamiento de las úlceras por presión de **estadio 1 a 2**.



15 ≤ 70kg



NORMATIVA DE FUEGO
EN 597 part 1 & 2 GPEM/
CP D1-90 Clase D



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Disponible en dos tamaños para niños ≤ 145 cm : L170 x 82 cm y L160 x 80 cm
- Espuma viscoelástica para mejorar la inmersión y la comodidad del paciente.

FUNDA	DIMENSIONES	CAJA INDIVIDUAL	PARA LA CAMA
	170 x 82 x 14 cm	VMA82-CIC (HR+ Viscoelástico) VMS82-CIC (HR)	KALIN