



COJINES DE  
ELEVACIÓN

## COJÍN DE ELEVACIÓN **CAMEL**

El **cojín de elevación Camel** permite sentar y levantar a una persona que se ha caído. Con un respaldo incorporado. El Camel ofrece una elevación de apoyo total que puede ser llevada a cabo de forma totalmente independiente por la persona que se ha caído. Ideal para los cuidadores de **personas con trastornos neurológicos** que se caen regularmente.

**Eleva del suelo a la persona más frágil y hasta 320 kg.**

Fácil de configurar: conecte las cuatro mangueras del mando a distancia a los números y conectores de color.

**Peso Máximo usuario: 320 Kg**

- Altura máx asiento: 56 cm.
- Profundidad del asiento: 47 cm.
- Ancho: 70cm.
- Peso total producto: 6.5 Kg.
- Longitud del respaldo: 81 cm.
- Compresor Airflo: 24.
- Rendimiento de elevación por carga: hasta 4 elevaciones.

### CARACTERÍSTICAS

1. Levanta a la persona más **frágil hasta 320 kg del suelo.**
2. Apto para **uso en interiores y exteriores.**
3. El cojín de elevación se infla con un compresor Airflo 24 y con control manual.
4. El material está diseñado con unos estándares excepcionalmente altos, con una extraordinaria durabilidad.
5. Reduce el riesgo de **lesiones músculo esqueléticas** para el cuidador
6. El respaldo ofrece un apoyo adicional para elevar a la persona de la posición de tumbado a la de sentado.
7. Fácil de usar, requiere muy poca formación.
8. Proporciona una elevación segura y digna para una persona caída.



Fotos no contractuales



WIN  CARE