



CARACTERÍSTICAS

1. La válvula de entrada de aire puede girarse permitiendo llevar la manguera a la esquina adecuada.
2. Pase la manguera de aire a través del bucle en la esquina del respaldo del lado que se propone entrar y salir de la bañera.
3. Fabricado con un material duradero y antimicrobiano.
4. Las fuertes ventosas garantizan cojín de baño no se mueva en la bañera.
5. Dispositivo de seguridad que garantiza suficiente carga para levantar al usuario de la bañera.
6. Costuras unidas mediante soldadura de alta frecuencia para una construcción hermética



COJÍN DE ELEVACIÓN PARA BAÑO


El cojín de baño es ideal si tiene dificultades para entrar y salir de la bañera. Perfecto para el cuidado con una sola mano si tiene una estabilidad razonable en la parte superior del cuerpo, el cojín de baño inflable le baja suavemente a la bañera y le eleva de nuevo cuando lo necesite, todo ello con sólo pulsar un botón.

 150 kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altura máx asiento: 40 cm.
- Profundidad del asiento: 44 cm.
- Ancho: 58 cm.
- Peso total producto: 2 Kg.
- Longitud del respaldo: 33 cm.
- Compresor Airflo: 12.
- Rendimiento de elevación por carga: hasta 8 elevaciones (4 ciclos de baño)



Fotos no contractuales

