



XXL
DIVISYS

La cama **DIVISYS XXL** ha sido diseñada según el principio **ERGOFIX**. Con su anchura de 120 o 140 cm y su robustez, responde a las necesidades de los pacientes bariátricos. Se basa en un sistema patentado de montaje y desmontaje.

 ≤ 270kg



35 a 81 cm



Hasta 70"

Cama 120: Ref: No XB1P7D1
Cama 140: Ref: No XB1P8D1



Mecánica, eléctrica y
Control manual



Paneles
y accesorios

Obesidad en España

Una investigación del **Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)** y la **Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN)** ha estimado la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en el país y ha concluido que el 55,6% de los adultos y un tercio de los menores tienen exceso de peso.

El estudio, hecho a partir de datos recogidos en la **encuesta ENE-COVID en 2020**, constata que la prevalencia de estos cuadros es mayor en hombres.

La obesidad y el exceso de peso son importantes problemas de salud pública, ya que trae como consecuencia factores de riesgo como: **diabetes tipo 2, problemas renales, problemas respiratorios y circulatorios, entre otros.**

Ventajas del producto

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS MÚSCULO ESQUELÉTICOS Y ERGONOMÍA

- ▶ Montaje y desmontaje ergonómico.
- ▶ Amplitud de altura variable de 35 a 81 cm.

CONFORT E HIGIENE

- ▶ Somier divisible con lamas metálicas soldadas.
- ▶ La nueva caja de control CA40 reduce el ruido y las vibraciones.



LAMAS METÁLICAS

Somier divisible con lamas metálicas soldadas



DIFERENTES ACABADOS

Diferentes acabados para la base de la Cama
Sobre ruedas / Sobre ruedas con faldón / Sobre patas fijas con faldón

OPCIONES



Dispositivos médicos de clase 1

Designación		XXL DIVISYS
Somier		120 x 200 cm / 140 x 200 cm
Reposapiernas		Version C : inclinación máxima de 12° por cremallera Version P : flexión de las rodillas 23° y ajuste de los pies 16° por cremallera
Capacidad de carga		Carga de funcionamiento segura: 315 kg Peso paciente máximo 270 Kg / Accesorios 15 Kg / Colchones 30 Kg
Ruedas		Ø 100 mm con frenos sin rejilla protectora
Motor		LINAK IP 66 Mando a distancia con bloqueo
Peso dispositivo	Versión C	100kg / Versión P : 106kg
	Versión C	105kg / Versión P : 113kg