



COJINES DE
ELEVACIÓN

COJÍN DE ELEVACIÓN **EAGLE**

El cojín de elevación Eagle está hecho a medida para la atención **domiciliaria**, diseñado tanto para sentar como para levantar a una persona caída, y tiene como objetivo ayudar a las personas con su **independencia y dignidad**, al tiempo que **protege a los cuidadores** de las lesiones de espalda sufridas por el levantamiento repetitivo.

Cuando se infla, el Eagle eleva al paciente a una posición sentada elevada, **lista para ponerse de pie con o sin asistencia**.

Fácil de configurar: conecte las cuatro mangueras del mando a distancia a los números y conectores de color.

Peso Máximo usuario: 220 Kg

- Altura máx asiento: 56 cm.
- Profundidad del asiento: 57 cm.
- Ancho: 64 cm.
- Peso total producto: 4.5 Kg.
- Longitud del respaldo: 52 cm.
- Compresor Airflo: 24.
- Rendimiento de elevación por carga: hasta 6 elevaciones.

CARACTERÍSTICAS

1. Levanta a la persona más frágil hasta 220 kg del suelo.
2. Ideal para su uso en apartamentos con apoyo y atención domiciliaria.
3. El cojín de elevación se infla con un compresor Airflo 24 y con control manual.
4. El material está diseñado con unos estándares excepcionalmente altos, con una extraordinaria durabilidad.
5. Reduce el riesgo de lesiones musculo esqueléticas para el cuidador
6. El respaldo ofrece un apoyo adicional para elevar a la persona de la posición de tumbado a la de sentado.
7. Fácil de usar, requiere muy poca formación.
8. Proporciona una elevación segura y digna para una persona caída.



Fotos no contractuales

