

## AUTOMATIZACIÓN DE LAS FASES INICIALES DE LAS LESIONES DERIVADAS DE LA PRESIÓN



automatic  
technology  
PATENTADA

COMPATIBLE  
PROGRAMME  
AirCare®

Score según escala de Braden



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ Sistema patentado para el cálculo automático y continuo de la presión de inflado en función de la morfología del paciente.
- ▶ Ajustes de confort.
- ▶ Código QR para un acceso rápido a la información del producto.
- ▶ Se entrega con un bolso para su transporte. Diseño ecológico respetando el medio ambiente.
- ▶ 2 fundas disponibles : Promust PU y Promust CIC.
- ▶ Etiqueta de trazabilidad al pie del colchón.



axtairone®  
PLUS

## INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Ayuda a prevenir las UPP en pacientes de **RIESGO MEDIO a ALTO**.  
Pacientes encamados más de 15 horas al día.  
Ayuda al tratamiento de UPP de **grado 1 a 4**, asociado a un sistema de descarga localizada o de posicionamiento.

30 ≤ 165 kg



NORMAS DE FUEGO  
EN 597 part 1 & 2 GPEM/CP  
D1-90 Clase D



## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Eficacia terapéutica para los primeros estadios de UPP.
- Simple y fácil de usar para el personal de enfermería.

FUNDA	CAJA INDIVIDUAL
	VKONEP-090G1G-ES
	VKONEP-090A3A-ES

## CONECTORES PARA COLCHONES COMPRESOR / VÁLVULA CPR (Reanimación Cardio Pulmonar)



- Enchufe de transporte para descansar cómodamente en la cama y batería de 8 horas de duración.
- Apertura y cierre rápido y fácil.
- Desinflado del colchón en menos de 15 segundos, en caso de urgencias\*

\* Para un paciente de 80 Kg plano



### ENCHUFE DE TRANSPORTE

Permite utilizar los dos carriles a la vez en modo transporte para un cómodo descanso en cama y una autonomía de 8 horas.

### FUNDA SERIGRAFIADA

- ▶ Bi elástica e impermeable a los líquidos y permeable al vapor de agua, ignífugo.
- ▶ Solapa larga para una mayor higiene.
- ▶ Disponible en versión Promust PU et CIC \*

\* Con tratamiento de iones de plata, efecto bacteriostático para limitar las infecciones cruzadas




### CELDAS

- ▶ 18 celdas de poliuretano, 12 cm de altura terapéutica.



SILENCIOSO / DE CALIDAD / SOLIDEZ



### APOYO DE ESPUMA

- ▶ Protege al paciente en caso de fallo de la celda de aire

## COMPRESOR

- Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado en función de la morfología del paciente.
- Modo de presión dinámico.
- Ajuste de confort: nivel de inflado personalizado, gestión de la posición del asiento.
- Alarmas : visuales y sonora.
- Numero de serie en la parte trasera del compresor.
- Código QR "SCAN ME !" para un acceso simple y rápido en la información del producto.
- Instrucciones de uso simplificadas en el lateral del compresor.
- Gestión de mantenimiento con el programa AIRCARE





# AIRCARE



# AIRCARE



- **Plataforma segura** para el seguimiento de sus equipos y operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo. **Servicio gratuito.**
- Software común a todos los dispositivos **AXTAIR.**



Herramienta del fabricante



Trazabilidad optimizada y segura



Mantenimiento simplificado



Ahorro de tiempo



Diseño ecológico

## COSTES DE MANTENIMIENTO CONTROLADOS

€ **70%** reducción de costes con Aircare

- Coste de revisión basado en una plantilla de 50 colchones.
- Vida útil 6 años. 2 revisiones.

### Beneficios

- ✓ Reducción del **tiempo de intervención.**
- ✓ Reactividad y autonomía del **personal técnico.**
- ✓ Reducción de los **costes logísticos y ahorro de tiempo.**
- ✓ Total **autonomía para el mantenimiento.**

**Trazabilidad integrada** conforme a la normativa.



### axtair **XXL**



Usuarios con riesgo de UPP medio a elevado  
Ayuda al tratamiento de UPP de estadio 1 a 4

### axtair **ONE** plus



Eficiente en estadios iniciales

### axtair **automorpho** **sensor** technology



Tratamiento completo

### axtair **automorpho** plus



Tratamiento y comodidad con total simplicidad



# AIRCARE

## ¿Cómo adquirir el servicio gratuito Air Care?



Compra Colchón Axtair

Con la compra de cualquier colchón de aire motorizado de la gama AXTAIR.



Nombre de usuario y contraseña

Winncare asigna al cliente su usuario y contraseña, enviado al correo electrónico del cliente.



AirCare Maintenance

Con estos datos el cliente puede tener acceso a la plataforma AirCare Maintenance. Le aparecerá los diferentes compresores que tenga con sus respectivos números de lote/serie.

# WIN CARE