



COJINES DE  
ELEVACIÓN

## COJÍN DE ELEVACIÓN **RHINO**

El **cojín de elevación Rhino** es un dispositivo de elevación hinchable que eleva a una persona en **posición supina** desde el suelo hasta la altura de una cama o camilla. Funciona con el Airflo Duo, que funciona tanto con la red **eléctrica** como con **batería**. Incluye función RCP

Eleva del suelo a la persona más frágil y hasta 500 kg.

Peso Máximo usuario: 500 Kg

- Altura máx inflado: apróx 72 cm.
- Longitud total: apróx 204 cm
- Anchura total: apróx 112 cm
- Peso total producto: 7.5 Kg.

### Airflo Duo Compresor

- Peso: 2.8 Kg.
- Cada carga de batería completa hasta 20 elevaciones y transferencias completas.
- Temperatura máx./mín: +45C / 5C.
- Tipo de batería: **Ion Litio 1 x 25.2v - 6200Ah.**
- Duración de la batería: **500 ciclos de carga**

## CARACTERÍSTICAS

1. Levanta a la persona **en posición supino desde el suelo hasta 500 kg del suelo.**
2. Fácil de detectar cuando cada nivel del Rhino está completamente inflado: señales visuales y sonoras.
3. Reduce el riesgo de **lesiones músculo esqueléticas** para el cuidador
4. La bomba Airflo Duo puede funcionar con la red eléctrica o con batería, no importa dónde se caiga el paciente.
5. Proporciona una elevación segura y digna para una persona caída.
6. 7 años de vida útil prevista.
7. Material antidesgarro ligero.



Fotos no contractuales



WIN CARE