



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ Disponible con o sin TAPA
- ▶ Dimensiones (l x P x h) : 40 x 41 x 15 cm
- ▶ Altura de elevación: 10 cm
- ▶ Peso: 2,4 kg
- ▶ Fabricado con una cubierta de PVC impermeable con propiedades antimicrobianas para mantenerlo lo más higiénico posible, y un interior de suave espuma inyectada para un confort de asiento óptimo.
- ▶ Asas de diseño ergonómico para ayudar a los usuarios a levantarse, reduciendo considerablemente el esfuerzo necesario para evitar el riesgo de caídas.

RehOsoft®

INDICACIONES

Pacientes dependientes, amputados, operados de cadera, con dificultad para sentarse y/o levantarse.

  ≤ 120 kg



Confort y comodidad

- **Limitar el riesgo de caídas** del paciente reduciendo la flexión de las piernas y el acceso al inodoro.
- **Muy fácil de usar**, sin necesidad de ajuste, y de fácil acceso en la parte posterior para colocarla correctamente y con seguridad.
- **Confort:** la funda inyectada es suave y agradable al tacto, y muy fácil de limpiar.



Espuma inyectada y sobre PVC



Diseño y asa ergonómicos

ALTURA DE ELEVACIÓN	REFERENCIAS		DIMENSIONES (l x P)
	CON TAPA	SIN TAPA	
10 cm	9.7301	9.7300	40 x 41 cm