



## UNIVERSAL BASIC con apoyo cabeza



Sujeta muslos y cuerpo. Gran comodidad de asiento.

### USABILIDAD

- Para usuarios con falta de estabilidad del torso. El arnés con soporte para la cabeza se utiliza para pacientes que necesitan un soporte adicional alrededor de la cabeza.
- Para transferencias desde una posición sentada o tumbada.
- Para transferencias en grúas móviles y fijas.

### CARACTERÍSTICAS

- El arnés transfiere al usuario desde una silla de ruedas/silla o desde la posición de tumbado desde una cama o bañera.
- El arnés proporciona un apoyo perfecto alrededor de los muslos y la parte alta de la espalda, sujetando la parte superior del cuerpo y dando al usuario una sensación de comodidad y seguridad.
- El arnés garantiza una buena postura erguida que facilita el posicionamiento del usuario.
- El arnés de malla es apto para el baño.
- Bolsillo de ubicación para un mejor ajuste del arnés cuando el usuario está sentado en una silla de ruedas.
- Correas a ambos lados del arnés para ayudar al cuidador a mover al usuario.

### ESPECIFICACIONES

SWL: 275 kg

#### Material:

Polyester and polyester mesh.

Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL

### REFERENCIAS

Universal Basic CON APOYO  
CABEZA POLIÉSTER

	Item no.
<b>XS</b>	009-09823
<b>S</b>	009-09824
<b>M</b>	009-09825
<b>L</b>	009-09826
<b>XL</b>	009-09827
<b>XXL</b>	009-09828

Universal Basic con apoyo cabeza  
malla poliéster


	Item no.
<b>XS</b>	009-09833
<b>S</b>	009-09834
<b>M</b>	009-09835
<b>L</b>	009-09836
<b>XL</b>	009-09837
<b>XXL</b>	009-09838

## GUÍA DE TALLAS PARA ARNESES

El arnés tiene una cinta de color en la parte superior de la espalda con la marca de la talla y la línea media, que garantiza la correcta colocación del arnés.

El código de color aparece en la tabla de tallas.

La imagen siguiente muestra un código de color amarillo, lo que significa que el arnés es de la talla M (mediana):



	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>Y</b> (hip measurement)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
<b>Z</b> (measurement from head to lower back)	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm



Para más especificaciones, consulte el manual técnico. Todas las cifras y medidas son orientativas y pueden diferir en situaciones reales. Winncare Nordic se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Las fotos de los productos pueden incluir accesorios. Consulte a su distribuidor para obtener más información.

### PARA MAYOR INFORMACIÓN

[winncare.es](http://winncare.es)

E-mail: [info@winncare.es](mailto:info@winncare.es)



WIN  CARE

