



# ARNÉS COMFORT DESECHABLE

Arnés completo desechable no tejido. Disponible con o sin soporte para la cabeza.

## USABILIDAD

- Un arnés desechable es perfecto para situaciones en las que se necesita un alto nivel de higiene, por ejemplo, si existe riesgo de infección.
- Para usuarios con mayor discapacidad u otras necesidades especiales.
- Para transferencias desde una posición sentada o tumbada.
- Para transferencias en grúas móviles y fijas.

## CARACTERÍSTICAS

- El arnés proporciona un buen apoyo del cuerpo y estabiliza la pelvis, sujetando la parte superior del cuerpo y proporcionando al usuario una sensación de comodidad y seguridad.
- El tejido de las piernas tienen una gran superficie acolchada que reduce la presión sobre todo el fémur.
- El arnés garantiza una buena postura erguida que facilita el posicionamiento del usuario.
- El arnés está fabricado con material no tejido.
- Disponible con o sin soporte para la cabeza.



## ESPECIFICACIONES

SWL: 275 kg

Material: PP, NO TEJIDO

tallas: S-M-L-XL

Disponible con o sin apoyo cabeza

## REFERENCIAS

Arnés Desechable Confort sin reposacabezas (10 pcs.)

### Referencias

S	008-04104
M	008-04105
L	008-04106
XL	008-04107

Arnés Desechable Confort con reposacabezas (10 pcs.)

### Referencias

S	008-04114
M	008-04115
L	008-04116
XL	009-04117

## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Correas de las piernas divididas, que no se cruzan, gracias a una correa de cierre adicional.
- Pequeña abertura del asiento.
- Símbolo de lavado con un indicador que avisa al cuidador si el arnés está húmedo/mojado y, por lo tanto, debe destruirse y sustituirse:



Una cinta de color en la parte superior de la espalda con la talla y la marca de la línea media, que aseguran la correcta colocación del arnés.

El código de color presenta en la tabla de tallas. La imagen siguiente muestra un código de color amarillo, lo que significa que el arnés es de la talla M (mediana):



	S	M	L	XL
Y Hip measurement	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm
X Without head support Measurement from head to lower back.	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm
Z With head support: Measurement from neck to lower back.	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm



Para más especificaciones, consulte el manual técnico. Todas las cifras y medidas son orientativas y pueden diferir en situaciones reales. Winnicare Nordic se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Las fotos de los productos pueden incluir accesorios. Consulte a su distribuidor para obtener más información.

## PARA MAYOR INFORMACIÓN:

[winnicare.es](http://winnicare.es)

E-mail: [info@winnicare.es](mailto:info@winnicare.es)

WIN  CARE

