



## UNIVERSAL HAMMOCK

Arnés único con soporte para todo el cuerpo y gran comodidad

### USABILIDAD

- Para usuarios menos activos, que permanecen sentados durante períodos más largos.
- Para transferencias desde una posición tumbada.
- Para transferencias en grúas móviles y fijas.

### CARACTERÍSTICAS

- El arnés transfiere al usuario desde la posición de tumbado o desde la cama o la bañera.
- El arnés proporciona un buen apoyo del cuerpo, lo que da al usuario una sensación de seguridad durante las transferencias.
- El arnés garantiza una posición sentada erguida que contribuye a una colocación correcta del usuario.
- El arnés está disponible en malla de poliéster, que es perfecta para el baño.
- El arnés tiene las piernas no divididas.

### ESPECIFICACIONES

SWL: 275 kg

**Material:**

Polyester mesh.

**Tallas:** XS-S-M-L-XL-XXL

**REFERENCIAS:** Universal Hammock, malla poliéster

|            | Item no.  |
|------------|-----------|
| <b>XS</b>  | 009-09673 |
| <b>S</b>   | 009-09674 |
| <b>M</b>   | 009-09675 |
| <b>L</b>   | 009-09676 |
| <b>XL</b>  | 009-09677 |
| <b>XXL</b> | 009-09678 |



## GUÍA DE TALLA PARA ARNESES

- El arnés tiene una cinta de color en la parte superior de la espalda con la marca de la talla y la línea media, que garantiza la correcta colocación del arnés.
- El código de color aparece en la tabla de tallas.
- La imagen siguiente muestra un código de color amarillo, lo que significa que el arnés es de la talla M (mediana):



|   | XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Y (hip measurement)                     | 37 cm | 42 cm | 48 cm | 52 cm | 68 cm | 78 cm |
| X (measurement from neck to lower back) | 50 cm | 55 cm | 66 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |





Para más especificaciones, consulte el manual técnico. Todas las cifras y medidas son orientativas y pueden diferir en situaciones reales. Winncare Nordic se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Las fotos de los productos pueden incluir accesorios. Consulte a su distribuidor para obtener más información.

### PARA MAYOR INFORMACIÓN:

[winncare.es](http://winncare.es)

E-mail: [info@winncare.es](mailto:info@winncare.es)



WIN  CARE

