



UNIVERSAL AMPUTADO CON APOYA CABEZA

Para usuarios con una o dos amputaciones

- Para transferencias desde una posición sentada o tumbada.
- Para transferencias en grúas móviles y fijas.
- La versión con reposa cabezas se aplica a usuarios que necesitan un apoyo adicional alrededor de la cabeza.

CARACTERÍSTICAS

- El arnés permite transferir al usuario desde una silla de ruedas/silla o desde la posición de tumbado desde una cama o bañera.
- El arnés proporciona un buen soporte del cuerpo y estabiliza la pelvis, lo que da al usuario una sensación de estabilidad y seguridad.
- Viene con un manguito extra suave que puede ajustarse alrededor de la pierna amputada.
- El arnés tiene entrepiernas una solución especial de correas, lo que significa que las piernas no se cruzan. Las piernas tienen una gran superficie acolchada que reduce la presión sobre todo el fémur.
- El arnés garantiza una posición de sentado erguida que contribuye a una colocación correcta del usuario.
- El arnés tiene una pequeña abertura para el asiento.
- Viene con un bolsillo de ubicación para un mejor ajuste del arnés cuando se está sentado en una silla de ruedas, y cintas guía a ambos lados del arnés para facilitar la transferencia.

ESPECIFICACIONES

SWL: 275 kg

Material: Polyester

Tallas XS-S-M-L-XL-XXL

REFERENCIAS:

Universal Amputado, con correa adicional para las piernas y soporte para la cabeza, de poliéster:

	Referencias
XS	009-09753
S	009-09754
M	009-09755
L	009-09756
XL	009-09757
XXL	009-09758




GUÍA DE TALLAS PARA ARNESES

El arnés tiene una cinta de color en la parte superior de la espalda con la marca de la talla y la línea media, que garantiza la correcta colocación del arnés.

El código de color aparece en la tabla de tallas.

La imagen siguiente muestra un código de color amarillo, lo que significa que el arnés es de la talla M (mediana):



	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hip measurement)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (measurement from head to lower back)	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm



Para más especificaciones, consulte el manual técnico. Todas las cifras y medidas son orientativas y pueden diferir en situaciones reales. Winncare Nordic se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Las fotos de los productos pueden incluir accesorios. Consulte a su distribuidor para obtener más información.



PARA MAYOR INFORMACIÓN:

winncare.es

E-mail: info@winncare.es

WIN  CARE

