



X'PRESS

BREVETÉ
N° FR2930878

La cama **X'PRESS** ha sido diseñada por WINNCARE France, con la colaboración de los técnicos instaladores.

Las principales áreas de desarrollo fueron:



Transporte



Almacenaje



El montaje
sin herramientas



La limpieza

≤ 135kg



34 a 84 cm



Rango de elevación 74°



CÓDIGO: X03P4D1



Mecánica, eléctrica y
mando



Paneles
y accesorios

Funda de protección XPRESS

ideal para el transporte, la logística y el almacenamiento de sus camass

▶ Robusto tejido recubierto de PVC para un transporte y almacenamiento seguros.

▶ Apertura con cremallera en 2 lados, fácil y práctica de manejar.

▶ Bolsillo reversible para documentos y etiquetas

/ Venta, diseñada para facilitar la trazabilidad y el seguimiento documental de su flota

Lavable en máquina a 60°C, compatible con l'XPress 90 y XPress Low 90



VENTAJAS DEL PRODUCTO

ERGONOMIA

La ergonomía mecánica de la cama permite al montador seguir las posturas recomendadas para **prevenir las TMS** durante la entrega, el montaje y el desmontaje de la cama.

Su tamaño compacto y su almacenamiento sobre sus propias ruedas **facilitan su desplazamiento en cualquier situación** (ascensores, vehículos pequeños, etc.).



Deben proporcionarse barandillas de cama si así se especifica en la prescripción.



La cama es autoportante por lo tanto no necesita kit de transporte

PREVENCIÓN EN TRASTORNOS MUSCULO ESQUELÉTICOS (TMS)

Impacto de los TME en la asistencia y los cuidados personales

La carga de los TME en la asistencia y los cuidados personales:

- ▶ 88% enfermedades profesionales reconocidas por el régimen general,
- ▶ 20% de los accidentes laborales en el sector están relacionados con el dolor de espalda

Impacto financiero de los TME en el sector de la asistencia y los cuidados personales

- ▶ El coste anual de los TME para las empresas asciende a 160 milliards €. Más del 50% están relacionados con el dolor de espalda.
- ▶ Más de 2,3M Días de trabajo perdidos, o más de 10.000 equivalentes a tiempo completo. Más del 60% están relacionadas con el dolor de espalda

Source : Assurance Maladie Chiffre 2016-2017

Descripción	X'PRESS	
Somier	90 x 200 cm	
Dimensiones en posición de almacenaje	50 cm de ancho, 90 cm de largo y 160 cm de alto	
Distancia al suelo	13 cm	
Reposapiernas	Version C : inclinación de 12° máximo mediante cremallera Version R : 13,5° eléctrica Version P : inclinación de rodillas 26° y 16° ajustes de los pies mediante cremallera	
Capacidad de elevación	Carga de trabajo segura : 170 kg Peso paciente: 135 Kg / Accesorios 15 Kg / Colchón 20 Kg	
Ruedas	Ø 100 mm las ruedas -freno centralizado	
Motorización	LINAK IP 66	
Peso del dispositivo	Version C	67 kg
	Version P/R	71,6 kg



TRANSFORMACIÓN del carro autoportante en un chasis.



BLOQUEE la mitad del somier en posición horizontal.



SOLIDARIZACIÓN de los dos ½ somiers con los pómulos transversales.

OPCIONES



Dispositivos médicos de clase 1