



ARNÉS DE BIPEDESTACIÓN CON 2 CINTURONES

Un arnés de bipedestación único, que sujeta al usuario cuando se eleva desde una ayuda de bipedestación.

USABILIDAD

- Para usuarios con buen control de la parte superior del cuerpo y cierta funcionalidad de las extremidades inferiores.
- Se utiliza para transferencias desde una posición sentada.
- Se utiliza para transferencias en bipedestación.

CARACTERÍSTICAS

- El arnés sirve para trasladar al usuario desde una silla de ruedas/silla.
- El arnés proporciona un buen soporte alrededor de la espalda, dando al usuario una sensación de seguridad, cuando se levanta y cuando está de pie.
- El arnés con dos cinturones puede adaptarse a usuarios con barriga grande, también el cinturón puede ajustarse por encima y por debajo de la barriga.
- El arnés de bipedestación tiene antideslizante en la parte interior del arnés. Esto garantiza que el arnés no se deslice hacia arriba durante la elevación.
- El arnés tiene acolchado bajo los brazos.

ESPECIFICACIONES

SWL: 250 kg

Material:
Polyester

Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL

ARNÉS DE BIPEDESTACIÓN
POLIESTER CON 2 CINTURONES


	Item no.
XL	009-09563
S	009-09564
M	009-09565
L	009-09566
XL	009-09567
XXL	009-09568

GUIA DE TALLA ARNESES

El arnés tiene una cinta de color en la parte superior de la espalda con la marca de la talla y la línea media, que garantiza la correcta colocación del arnés.

El código de color aparece en la tabla de tallas.

La imagen siguiente muestra un código de color amarillo, lo que significa que el arnés es de la talla M (mediana):



	XS	S	M	L	XL	XXL
Belly dimension	62 – 80 cm	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm



Para más especificaciones, consulte el manual técnico. Todas las cifras y medidas son orientativas y pueden diferir en situaciones reales. WinnCare Nordic se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Las fotos de los productos pueden incluir accesorios. Consulte a su distribuidor para obtener más información.

Para mayor información:

winncare.es

E-mail: info@winncare.es

WIN  CARE



www.winncare.es

