



Fotos no contractuales



CONFORLENCE

Charge ≤ 15kg



- ▶ Tablero de MDF con cantos lacados
- ▶ Deslizamiento sobre rodamientos en pequeñas ruedas
- ▶ Color de las partes metálicas Ral 7030

VENTAJAS DEL PRODUCTO

PRÁCTICA

- Base de 11 cm de altura para facilitar el acceso bajo las camas.
- 4 ruedas de doble rodillo Ø 50 mm, 2 de ellas con freno.

SEGURA

- Base ancha de 71,5 cm para mayor estabilidad

2 VERSIONES

- Bandeja única no basculante o 2 bandejas independientes..
- Altura variable asistida por cilindro de gas.
- Bandeja en MDF de 19 mm.
- Redondeada con galería en 3 lados para evitar la caída de objetos.
- Bandeja inclinable mediante cremallera en 5 posiciones para el modelo de 2 bandejas, regla de lectura.

	1 BANDEJA	2 BANDEJAS		RANGO DE ELEVACIÓN	ALTURA BASE	CARGA MÁXIMA	RUEDAS	PESO
	Bandeja fija individual	Bandeja fija individual	Bandeja Grande Inclinación < 40°					
CONFORLENCE	91.7 x 4.3 cm	31,5 x 43.6 cm	63 x 45.2 cm	75.5 a 116	11 cm	15 kg	Ø 50 mm SIN FRENOS	16 kg

