



# EVILENCE

Carga  ≤ 15kg



- ▶ Bandeja con cantos redondeados acabados en ABS
- ▶ Forma en columna con sistema de resorte
- ▶ Partes metálicas color RAL 7030



## VENTAJAS DEL PRODUCTO

### DISEÑO

- Bandeja de tablero de 19 mm, de espesor, recubierta en melamina
- Esquinas redondeadas.
- Barandilla en tres lados para evitar caída de objetos.
- Guía para lectura.
- Color de la bandeja: Chêne Lindberg en estándar

### 2 VERSIONES

- Una bandeja fija o 2 bandejas independientes, una de ellas con inclinación.
- Opcional: Dos ruedas con frenos.

Ref: T380018

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BANDEJA FIJA INDIVIDUAL	ALCANCE DE LA ELEVACIÓN	ALTURA BASE	CARGA MÁXIMA	RUEDAS	PESO
89,5 x 43,7 cm	- 76 a 115 cm	10 cm	15 kg	Ø 50 mm sin freno	13 kg

# WIN CARE

[www.wearewinnccare.com](http://www.wearewinnccare.com)