

Mobile Flex 4

Sistema de desplazamiento independiente, totalmente ajustable y que cubre el espacio

Aplicación primaria

Atención domiciliaria
Institucional
Hospital

Sistema de cobertura de espacios y travesaños independientes de WinnCare.

Mobile Flex es un sistema flexible, fácil de instalar y que puede utilizarse inmediatamente después de la instalación.

Mobile Flex se instala y desmonta sin necesidad de modificar la habitación.

El ajuste de la altura mediante los resortes de gas se realiza en pocos segundos.

Gracias a sus numerosas opciones de ajuste, Mobile Flex satisface todas las necesidades de elevación y transferencia.

Combinado con la grúa de techo Luna, Mobile Flex es un sistema de elevación sencillo y funcional.

Principales funciones estándar

- Carga máxima de 275 kg
- Aplica toda la capacidad de la grúa de techo Luna
- Disponible en varias variantes
- Cubre hasta 4x4 metros
- Sistema de 4 polos totalmente ajustable
Carro de bayoneta
- Puede utilizarse en exteriores

Accessories

Multiswitch



WIN  CARE



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Práctico diseño y simple de funcionar
- Sistema de revestimiento de habitaciones
- Fácil de limpiar y mantener



Fácil de ajustar y sin herramientas

Version	Item-number
Mobile Flex 4-post system: modelo 3x3 meter	016-01220
Mobile Flex 4-post system: modelo 3x4 meter	016-01221
Mobile Flex 4-post system: modelo 4x3 meter	016-01222
Mobile Flex 4-post system: modelo 4x4 meter	016-01223



Fácil ajuste de la altura (mecanismo de resorte de gas). El sencillo manual de usuario se encuentra encima del mango.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Max. load 275 kg

	3x3 (track x traverse)	3x4 (track x traverse)	4x3 (track x traverse)	4x4 (track x traverse)
a	1891 mm	1891 mm	1891 mm	1891 mm
b	2160 mm	2160 mm	3160 mm	3160 mm
c	3160 mm	3160 mm	4160 mm	4160 mm
d	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
e	2330 mm	3330 mm	2330 mm	3330 mm
f	3330 mm	4330 mm	3330 mm	4330 mm



Elevador de techo Luna montado en el Mobile Flex



Consulte el manual técnico para más especificaciones. Todas las cifras y medidas son orientativas y pueden diferir en situaciones reales. Winncare se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Las fotos de los productos pueden incluir accesorios. Consulte a su distribuidor.



date 07.09.2023 - ver. 8

WinnCare Nordic ApS
Taarnborgvej 12C
4220 Korsoer
Denmark
tel. +45 70 27 37 20
e-mail: info@winncare.dk

www.winncare.es

WIN CARE

