



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ Disponible con o sin TAPA
- ▶ Dimensiones (I x P) : 38 x 42 cm
- ▶ Altura de elevación: 7 / 10 / 13 / 15 cm
- ▶ Composición 100% Polipropileno, fácil de limpiar (lavado en autoclave)
- ▶ No se necesitan herramientas para su instalación, con 2 pomos de fácil agarre y diseño ergonómico para un ajuste fácil.
- ▶ Forma ergonómica única, con una inclinación del asiento de 3° para respetar la angulación de la pelvis combinada con un perfil superior curvado que garantiza una posición cómoda y segura.

## INDICACIONES

Pacientes dependientes, amputados, operados de cadera, con dificultad para sentarse y/o levantarse.

 ≤ 180 kg



## Ergonomía y seguridad

- **Reduce el riesgo de caída** del paciente al disminuir la flexión de las piernas y, por tanto, el acceso al inodoro.
- **Amplia gama para adaptarse** a todas las necesidades (4 alturas: 7, 10, 13, 15 cm) y a todos los inodoros (2 pomos de fijación).
- **Diseño ergonómico** con una inclinación para facilitar la colocación y una amplia abertura para facilitar la higiene íntima.

## Amplia gama de 7 a 15 cm 100 % PP



ALTURA DE ELEVACIÓN	REFERENCIAS		DIMENSIONES (I X P)
	CON TAPA	SIN TAPA	
7 cm	9.7207C	9.7207	38 x 42 cm
10 cm	9.7210C	9.7210	
13 cm	9.7213C	9.7213	
15 cm	9.7215C	9.7215	