



## UNIVERSAL BASIC

Arnés perfecto con soporte adicional para los muslos y el cuerpo, con una gran comodidad de asiento.

### USABILIDAD

- Para usuarios con falta de estabilidad del torso.
- Para transferencias desde una posición sentada o tumbada.
- Para transferencias en grúas móviles y fijas.

### CARACTERÍSTICAS

- El arnés transfiere al usuario desde una silla de ruedas/silla o desde la posición de tumbado desde una cama o bañera.
- El arnés proporciona un apoyo perfecto alrededor de los muslos y la parte alta de la espalda, sujetando la parte superior del cuerpo y dando al usuario una sensación de comodidad y seguridad.
- El arnés garantiza una buena postura erguida que facilita el posicionamiento del usuario.
- El arnés de malla de poliéster es adecuado para el baño.
- El arnés tiene correas divididas para las piernas.
- Viene con un bolsillo de ubicación para un mejor ajuste del arnés cuando se está sentado en una silla de ruedas, y correas guía a ambos lados del arnés para facilitar la transferencia.



### ESPECIFICACIONES

SWL: 275 kg

#### Material:

Polyester and polyester mesh.

Tallas XS-S-M-L-XL-XXL

#### REFERENCIAS:

Universal Basic, polyester:

	Ref.
<b>XS</b>	009-09803
<b>S</b>	009-09804
<b>M</b>	009-09805
<b>L</b>	009-09806
<b>XL</b>	009-09807
<b>XXL</b>	009-09808

Universal Basic, polyester MALLA

	Ref.
<b>XS</b>	009-09813
<b>S</b>	009-09814
<b>M</b>	009-09815
<b>L</b>	009-09816
<b>XL</b>	009-09817
<b>XXL</b>	009-09818

## GUÍA DE TALLAS PARA ARNESES

El arnés tiene una cinta de color en la parte superior de la espalda con la marca de la talla y la línea media, que garantiza la correcta colocación del arnés.

El código de color aparece en la tabla de tallas.

La imagen siguiente muestra un código de color amarillo, lo que significa que el arnés es de la talla M (mediana):



	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>Y</b> (hip measurement)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
<b>X</b> (measurement from neck to lower back)	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm



Para más especificaciones, consulte el manual técnico. Todas las cifras y medidas son orientativas y pueden diferir en situaciones reales. Winncare Nordic se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Las fotos de los productos pueden incluir accesorios. Consulte a su distribuidor para obtener más información.

### PARA MAYOR INFORMACIÓN

[winncare.es](http://winncare.es)

E-mail: [info@winncare.es](mailto:info@winncare.es)



**WIN CARE**

