


EMBALAJE PARA COLCHONES ESTÁTICOS

COLCHÓN LISTO PARA USAR

CARTÓN INDIVIDUAL



Referencia_CA

- Colchón no comprimido
- Listo para usar

CAJA DE PALES



Referencia_BX

- En resistentes bolsas individuales colocadas verticalmente en una caja de cartón
- Dimensiones: 102 x 130 x 200 cm
- Adecuado para 8 a 10 colchones



Referencia_SC

- En resistentes bolsas individuales colocadas horizontalmente sobre palés
- Puede contener de 6 a 12 colchones (dependiendo de la anchura)

COLCHÓN COMPRIMIDO ENROLLADO

LOS + DEL ROLLO COMPRIMIDO

- ▶ Espacio de almacenamiento optimizado
- ▶ Ergonómico: fácil de transportar
- ▶ Listo para usar: pelado inmediato
- ▶ Económico: costes de transporte reducidos

CARTÓN UNIDAD R/C



Referencia_R1

- Colchón comprimido
- Dimensiones : 35 x 36 x 91 cm



Referencia_R1

- Colchón comprimido
- Dimensiones : 40 x 40 x 96 cm
- Anchuras 70 / 80 / 90

CARTÓN R/C BOX




Réferéncia_RC

- 5 colchones comprimidos por caja
- Dimensiones / 5 : 102 x 65 x 89 cm
- Posibilidad de hasta 4 cajas de 5 colchones por palé



Referencia_RC

- Colchón comprimido
- Posibilidad de colocar de 8 a 12 cajas unitarias por palé, en función del tamaño del colchón



	ALÈSE DERMALON	PROMUST PU		PROMUST PU HD	PROMUST CIC	CARTEX	PHARMA TEX	
COMPOSICIÓN	Policloruro de vinilo (PVC)	Malla de poliéster/revestimiento de poliuretano		Malla de poliéster/revestimiento de poliuretano	Malla de poliéster/revestimiento de poliuretano - Policarbonato	Poliuretano, malla de poliéster Poliéster/poliuretano de inducción	Malla de poliéster/ revestimiento de poliuretano	
RECOMENDACIONES DE USO								
	Continencia	Incontinencia baja		Incontinencia moderada	Incontinencia total grave	Incontinencia moderada	Incontinencia moderada	
RESPIRABILIDAD (tx en gr/m2/24h)	0	> 600		> 600	> 600	> 600	> 600	
EXTENSIBILIDAD (Bi extensible - malla 4D)	-	Bi extensible		Bi extensible	Bi extensible	Bi extensible	Bi extensible	
ANTIALÉRGICA	-	✓		✓	✓	✓	✓	
ANTI-MICROBIOS	-	✓		✓	✓	✓	✓	
IONES DE PLATA	-	-		-	✓	-	-	
ENSAMBLAJE	Costura	Costura		Costura	Costura/Soldadura	Costura	Costura	
BASE ANTIDESLIZANTE	-	✓		✓	✓	✓	✓	
APERTURA (Número de cremallera)	Sin cierre	cremallera de 1 lado	cremallera de 3 lados	cremallera de 3 lados	cremallera 4 lados	cremallera 3 lados	cremallera 1 lado	cremallera 3 lados
MANTENIMIENTO								
DESTINO								