


À commander sur le site (35) Miniac-Morvan



Score Escala de Braden



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ Colchón de una pieza o monoblock de espuma de poliuretano de Alta Resiliencia (HR)
- ▶ Espuma HR 37 kg/m³
- ▶ Peso colchón: ~ 10,6 kg
- ▶ Dimensiones colchón : 195 x (14 cm ou 17,5 cm) x [ancho seleccionado]
- ▶ Disponible en varios anchos 90, 120, 140
- ▶ Dimensión de la cama : 200 x [ancho seleccionado] cm
- ▶ Colchón entregado con funda PHARMATEX PU o sábana bajera Dermalon



PHARMA PLOTS

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Ayuda a la prevención de úlceras por presión en pacientes de **RIESGO BAJO A MEDIO**. Paciente encamado de 10 a 15 horas al día
Ayuda al tratamiento de UPP de **grado 1 a 2** asociado a un sistema de descarga localizada o de posicionamiento.

 **40 ≤ 120kg**
para colchones ≤ 120cm de largo

 **40 ≤ 90kg**
para colchones ≤ 90cm de largo



NORMES NON FEU
EN 597 part 1 & 2



Disponible en funda PHARMATEX

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mejor distribución de la presión en cada una de los tacos
- Reducción de la fricción, el cizallamiento y la maceración
- Soporte para el movimiento del paciente

FUNDA	TAMAÑO COLCHÓN (en cm)	CÓDIGO COLCHONES PHARMAPLOT	CÓDIGO FUNDA DE CAMBIO
PHARMA TEX	88 x 195 x 14	04-5083P	04-5083PH
	88 x 195 x 17,5	04-5070-P	05-3070
	120 x 195 x 17,5	04-5023P	17-17436
	140 x 195 x 17,5	04-5085P	05-3085
DERM ALON	88 x 195 x 17,5	04-5034P	05-3110
	88 x 195 x 14	04-5081P	05-3110