



PANELES DE CAMA

MADELIA



► Decoración interior Chêne Lindberg RAL 7030

ABÉLIA*



Decoración interior Chêne Lindberg
Canto ABS encolado RAL 7030
Pasamanos de metal pintado RAL 7030

CARMEN



Panel de cabeza
Decoración interior Roble Lindberg
Bordes ABS a juego



Panel de pie
Decoración interior Roble Lindberg
Cantos ABS a juego
Pasamanos de metal pintado RAL 703

STYLVIA *



Panel de cabeza
Decoración interior Roble Lindberg
Bordes ABS a juego



Panneau pied
► Décor intérieur Chêne Lindberg
► Chants ABS assortis
► Main courante métal peint RAL 7030

VAL DE VIE



Decoración interior Roble Lindberg
Marco RAL 7030

AUZENCE



Decoración interior Roble Lindberg
Marco RAL 7030

MEDIDOM



Panel de cabeza
Decoración interior en madera de dragón clara
Cantos a juego



Panel de pie
Decoración interior Dragonnier Clair
Cantos a juego

NOVIDA *



Panel de cabeza
Decoración interior Roble Lindberg
Cantos iguales
Forma idéntica de los paneles de cabeza y pie
Diferentes dimensiones para los paneles de cabeza y pies



KALIN



Decoración interior Roble Lindberg
Bordes ABS a juego

WINNEA®



Magnolia
Marco RAL 1013
Panel de cabeza retráctil



Soporte de tapa opcional para
panel de pie
Decoración Magnolia
Marco RAL 1013
Tapa puerta opcional



WINNEA DESIGN

* Los paneles Stylvia y Novida están diseñados exclusivamente para alojar semibarreras de aluminio. Los paneles Abélia se adaptan tanto a para las semibarreras de aluminio que para otros accesorios.




Dispositivos médicos de clase 1



DECORACIÓN DE MELAMINA Y BORDES A JUEGO

PANELES DE CAMA (MOBILIARIO – ver sección Mobiliario)



Érable Kiruna (1)



Orme Baron



Dragonnier Clair (1)



Chêne Lindberg (1)




Armagnac (1)



Dragonnier Gris (1)



Portland (1)




Craie



Magnolia *




Rose (2)



Cadiz (2)



Hudson *



Rouge Siena

ENTORNO

BASTIDORES DE MADERA (Y BASTIDORES DE SILLAS - véase la sección Mobiliario)

BARNIZ



Hêtre Clair



Merisier Pourpre




Hêtre Foncé



Érable After Eight

LACA



RAL 9016



RAL 1013




RAL 7030



RAL 8025



RAL 8004



RAL 7016

(1) Compatible con paneles CARMEN, MEDIDOM, STYL VIA y NOVIDA, espesor 30 mm.

(2) Compatible con los paneles KALIN, espesor 30 mm.

* Colores también disponibles en paneles Compact



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PANELES

PANELES	COLORES STANDARDS		COLORES INCOMPATIBLES	ANCHO DE LA BASE (Dimensión en cm)						DIMENSIONES (Dimensión en mm)	MATERIAL (3)		
	Diseño Interior	Cantos/ metal (pasamanos, tapones de polietileno, ...)		80	90	100	120	140	160		PANELES	PASAMANOS	
MADELIA	● Chêne Lindberg	● RAL 7030 (temas)	N/A		●					19	Aglomerado	-	
ABÉLIA	● Chêne Lindberg	● RAL 7030 (Bordes de ABS encolado RAL, pasamanos y tapones de polietileno)	N/A		●	●	●	●	●	19	Aglomerado	Acero	
ABÉLIA para semi barandilla de aluminio					●	●	●				19	Aglomerado	Acero
CARMEN	● Chêne Lindberg	● Chêne Lindberg (cantos)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena		●	●	●	●	●	30	Aglomerado	Acero (pie)	
CARMEN reserva de barandilla de madera					●	●	●	●	●	30	Aglomerado	Acero (pie)	
CARMEN HÔTELIER				● RAL 7030 (pasamanos)		●					30	Aglomerado	Acero (pie)
STYLVIA para semi barandillas de aluminio					●	●	●				30	Aglomerado	Acero
VAL DE VIE	● Chêne Lindberg	● Chêne Lindberg (cantos ABS)	N/A		●	●				30	Macizo / Aglomerado	Macizo	
VAL DE VIE reserva de barra de madera		● RAL 7030 (paso manos)			●	●				30	Macizo / Agglo	Macizo	
AUZENCE	● Dragonnier gris	● RAL 7030 Cantos, pasamanos)	N/A		●		●	●	●	44	MDF / Macizo Montants	Acero	
MEDIDOM	● Dragonnier Clair	● Dragonnier Clair (cantos)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena		●	●	●	●	●	30	Aglomerado	-	
MEDIDOM HÔTELIER					●					30	Aglomerado	-	
NOVIDA para semi barandilla de aluminio					●	●	●			30	Aglomerado	-	
WINNEA FIXE (pie)	● Compact Crème	● RAL 1013 (pasa manos)	Tous sauf Compact Crème, Magnolia, Hudson		●	●	●			8	Acero / Compacto	Acero	
WINNEA ESCAMOTABLE (cabeza)					●	●	●			8	Acero / Compacto	Acero	
WINNEA DESIGN	● Gris	● RAL 7047			●					40	Polipropileno		
KALIN reserva de barandilla de madera	● Chêne Lindberg	● Chêne Lindberg (cantos ABS)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena	●						30	MDF	Acero	

Para las autoridades locales, recomendamos elegir paneles ≤ 30 mm de grosor.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PANELES

PANELES	COMPATIBILIDAD SAM Y BARANDILLAS					DIMENSIONES Desde la parte superior de la base hasta la parte superior del panel (cabeza / pie)	DIMENSIONES TOTALES DE LA CAMA EN CM (Sin accesorios) (Datos que se añadirán a la anchura y longitud del somier)		CLASIFICACIÓN FEU
	SAM	Barandilla ¾ metal	Barandilla de madera	Semi barand. Aluminio	Nuevo		ANCHO	LONGITUD (2)	
MADELIA	✓	✓	✗	✗	✓	35	10	6	M3
ABÉLIA	✓	✓	✗	✗	✓	36	10	7	M3
ABÉLIA para semi barandillas de madera	✗	✗	✗	✓	✓	39	18	8	M3
CARMEN	✓	✓	✗	✗	✓	41	17	9	M3
CARMEN reserva de barandilla de madera	✗	✗	✓	✗	✓	44	17	9	M3
CARMEN HÔTELIER	✗	✓	✗	✗	✓	41	24	9	M3
STYLVIA para semi barandilla de aluminio	✗	✗	✗	✓	✓	48	18	9	M3
VAL DE VIE	✓	✓	✗	✗	✗	46/39	6	9	M3
VAL DE VIE reserva de barandilla de madera	✗	✗	✓	✗	✗	43,6	13	9	M3
AUZENCE	✓	✓	✗	✗	✗	40	6	11	M3
MEDIDOM	✓	✓	✗	✗	✓	37/14	6	8	M3
MEDIDOM HÔTELIER	✗	✓	✗	✗	✓	37/14	20	8	M3
NOVIDA para semi barandilla de aluminio	✗	✗	✗	✓	✓	48	15	9	M3
WINNEA FIXE (pie)	✓	✓	✗	✗	✗	48/44	15	13	M2
WINNEA ESCAMOTABLE (cabeza)	✓	✓	✗	✗	✗	45	15	13	M2
WINNEA DESIGN	✓	✓	✗	✗	✗	45	15	13	M3
KALIN reserva barandilla de madera	✗	✗	✓	✗	✗	43	13	8	M3

Nuestras camas y sus accesorios se diseñan y fabrican cumpliendo los requisitos esenciales que les son aplicables. Las hemos sometido a pruebas normalizadas en sus configuraciones comerciales, incluidos los paneles y accesorios fabricados por nosotros, para garantizar la máxima seguridad y rendimiento. En consecuencia, sólo el uso de paneles y accesorios originales mantendrá las cláusulas de garantía del contrato y garantizará el uso seguro de la cama médica y sus accesorios. Winnicare declina toda responsabilidad en caso de combinación no especificada anteriormente.

Garantía mecánica, eléctrica y de control remoto de 5 años*

Garantía de paneles y accesorios 2 años*

*En condiciones normales de funcionamiento y excluyendo las piezas de desgaste - véanse las instrucciones de funcionamiento

(1) paneles existentes con y sin reservas de barandilla de madera

(2) LARGO DE CAMA: 200 cm para cama de 90/100/120/140/160 cm y 160 cm para cama de 80 cm

(3) **AGLOMERADO** = Tablero aglomerado con cantos ABS / MDF = Medio / Macizo = Macizo barnizado o lacado



Dispositivos médicos de clase 1





ACCESORIOS DE CAMA



"Accesorio de producto sanitario: cualquier elemento que, sin ser en sí mismo un producto sanitario, está destinado por su fabricante a ser utilizado con un producto o productos sanitarios determinados para permitir el uso del producto o productos sanitarios de conformidad con su finalidad prevista o para contribuir específica y directamente a la función médica del producto o productos sanitarios de conformidad con su finalidad prevista", según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (art. 2).




ACCESORIOS DE CAMA

11



12



13



DESCRIPCIÓN		ALDRYS	X'PRESS (LOW)	X'PRIM	MEDICALYS	GAMA AERYS	XXL DIVISYS	XXL X'PRESS	DUO DIVISYS	KALIN	MEDIDAS	ACABADO / COMPOSICIÓN
1	Barandilla de pié de cama A682-00 Derecha A683-00 Izquierda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	Longitud : 80 cm Altura 38,5 cm con respecto al somier Compatible con extensión de somier	Metal pintado
2	Lámpara de lectura 61300158 / 61300159	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Montaje en soporte de varilla de suero	Metal pintado
3	Barra de suero con 2 ganchos A1700 / A170001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 gancho : Altura fija 120 cm 4 ganchos : altura regulable 115-120 cm	Inox Ganchos plástico
4	Varilla de suero telescópica 2 y 4 ganchos A8400 / A840001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Altura regulable: 72 à 141cm	Inox Ganchos plástico
5	Soporte flexible para el mando a distancia A230-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	Imán /Metal pintado
6	Tope de pared	A675-00	✗	A551-00	A633	670-00 (AÉRYS 90/100) A670-00B (AÉRYS 90/100 con ruedas ocultas) A663-00 (AÉRYS XXL)	A551-00	✗	✗	En serie	✗	Metal pintado
	Tope de pared regulable A684-00	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	Metal pintado
7	Extensión de somier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Profundidad : 20 cm	Metal pintado
8	Extensión de somier AERYS Integrado y retráctil	✗	✗	✗	✗	largo de cama 90 únicamente	✗	✗	✗	✗	Profundidad : 20 cm Largo: 90 cm	Metal pintado
9	Punto de apoyo Compatible con barandilla y lados largos A575-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Alto 35 cm Largo: 29 cm	Metal pintado
10	Soporte de esquina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Modelo específico	✗	Metal pintado

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN Y REFERENCIAS	MEDIDAS	ACABADO / COMPOSICIÓN
11 Colchoneta amortiguadora SECURFORM 07.2900	Consejos para cuidar la espuma: Humedecer y frotar ligeramente Consejos para el cuidado diario de la funda: utilice una esponja y agua jabonosa, luego aclare con agua limpia.	Desplegada : 88 x 195 x 3 (l x L x H – en cm) Plegada : 88 x 65 x 9 (l x L x H – en cm)	Espuma viscoelástica polyuréstano, polyester
12 Protector de barandilla cama Évolution (XPRIM) (unidad/par)	Barandillas ¾ Epoxy 140cm: 07.2440U / 07.2440P 190cm: 07.2490U / 07.2490P	140/190cm x 30cm	Espuma HR, polyester, polyuréstano
13 Protector de barandillas para cama Universal (unidad/par)	90 cm: 07.2260U / 07.2260P (compatible con barandilla telescópica) 140 cm: 07.2340U / 07.2340P (compatibles barandillas 3/4 epoxy) 190 cm: 07.2390U / 07.2390P (compatibles barandillas madera)	90/140/190cm x 32cm	

