

Luna Perchas



2-percha de 2 puntos Para bayoneta o correa
Disponible en 360/480/580 mm



Percha recta de 2 puntos
Disponible en 360/480/580 mm



Percha de 2 puntos habitación a habitación Para Luna 275 kg
Disponible en 360/480/580 mm



Percha de 3 puntos
Para bayoneta o correa



Percha de 4 puntos Para bayoneta o correa



Percha de 3 puntos
Para Luna 275 kg



Percha para **Luna Twin, 400 kg**
Barra de elevación y barras de elevación laterales flexibles
Disponible en 360/480/580 mm



percha de 2 puntos para Luna fija



Percha para bayoneta en Luna. Mecanismo de bloqueo accionado por resorte. Para montar y desmontar: Empujar hacia dentro. Girar. Soltar.



Fijación del arnés: una mínima presión hacia abajo bloquea el gancho del arnés; tire hacia arriba para desbloquear el gancho del arnés

El lazo de la correa también puede utilizarse para abrir y cerrar el gancho antes y después de su uso.

Funciones estándar clave y aspectos destacados

- Amplia gama para uso específico y general
- Sistema patentado de los ganchos en las perchas para mayor seguridad en el momento de instalar los arneses.
- Fácilmente intercambiable para permitir múltiples usos
- Para situaciones de elevación estándar y bariátrica
- Modular para lograr flexibilidad múltiple
- Sistema de seguridad patentado en ganchos
- Amplia gama de arneses disponibles

ITEMS

percha de 2 ptos	360 mm	480 mm	580 mm
para bayonet	015-02129	015-02126	015-02128
para correa	015-02108	015-02110	015-01968
percha recta de 2 ptos	360 mm	480 mm	580 mm
	015-02113	015-02114	015-02116
percha cuarto a cuarto	360 mm	480 mm	580 mm
	015-02117	015-02118	015-02119
percha de 3 ptos			
para bayoneta	015-02106		
para correa	015-02104		
percha de 4 ptos			
para bayonet	015-02102		
para correa	015-02100		
percha de 3 ptos motorizada			
Para Luna 275 kg	015-02112		
Luna Twin (400 kg) perchas	360 mm	480 mm	580 mm
percha de 2 ptos	015-02206	015-02204	015-02202
perchas para espacios flexibles	015-02036	015-02037	015-02038

Consulte el manual técnico para obtener más especificaciones.
 Winncare Nordic se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.
 Las fotos de los productos pueden incluir accesorios. Consulte a su distribuidor para obtener más información.