

# ACCESORIOS PARA COLCHONES DE AIRE

## BOMBA DE INFLADO Y DESINFLADO RÁPIDO



### BOMBA DE INFLADO RÁPIDO VKIT-AXT

Diseñada para su uso a corto plazo\*, la bomba de inflado y desinflado rápido permite una instalación rápida y sencilla de los colchones dinámicos AXTAIR.

\* Diseñada para inflar 1 o 2 colchones sucesivamente



### BOMBA DE DESINFLADO RÁPIDO VAXT/PGR

Diseñada para un uso prolongado\*\*, la bomba de inflado y desinflado rápido permite una instalación rápida y sencilla de los colchones dinámicos AXTAIR.

\*\*Diseñada para inflar varios colchones sucesivamente

DISEÑADAS PARA FACILITAR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS COLCHONES DINÁMICOS AXTAIR, ESTAS BOMBAS INFLAN O DESINFLAN LOS COLCHONES DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA.

Una bomba para inflar y desinflar los colchones dinámicos AXTAIR.

La bomba permite inflar o desinflar los colchones dinámicos AXTAIR en menos de 3 minutos, ahorrando tiempo a la hora de instalar o retirar el colchón.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO BOMBA	CARACTERÍSTICAS
BOMBA DE INFLADO RÁPIDO	VKIT-AXT	35 x 14 x12 cm	1.54 kg	Tiempo de Inflado/desinflado: < 3 min presión de inflado: > 125 mBar nivel de sonido (dBA at 1m): 91 dBA Clasificación eléctrica: Clase 1 Frecuencia eléctrica: 60 Hz Tensión eléctrica: 220 V Cable eléctrico: PVC 3.4 M EC certificación
BOMBA DE DESINFLADO RÁPIDO	VAXT/PGR	30 x 10,5 x10,5 cm	1.23 kg	Tiempo de inflado/desinflado: < 3 min Presión de inflado min: > 56 mBar Nivel de sonido (dBA at 1m): 76 dBA Clasificación eléctrica: Clase 2 Frecuencia eléctrica: 60 Hz Tensión eléctrica: 220 V Cable eléctrico: 3 M goma EC certificación

Instrucciones de limpieza



2 años de garantía

## PROTECCIÓN DE CABLE



### PROTECCIÓN DE CABLE

- Permite la fijación del cable de alimentación de la bomba a lo largo del colchón.
- La ausencia de un cable en el suelo reduce el riesgo de caídas de los cuidadores de los pacientes.
- Mantener el cable protegido reduce el riesgo de pinzamiento o cizallamiento.
- El cable puede colocarse y retirarse fácilmente mediante cierres a presión.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
PROTECCIÓN DE CABLE	VAXT/PC	POLICLORURO DE VIÑO

Instrucciones de limpieza:



Está aprobado el uso de un detergente-desinfectante de superficie. Se permite el uso de la solución de cloro.

2 años de garantía.

## BOLSA DE TRANSPORTE



### BOLSA DE TRANSPORTE

- Facilita la retirada y el transporte de la suciedad de los colchones dinámicos.
- El color rojo previene cualquier error durante el manejo y previene mezclarlo con un producto limpio (bolsa azul).
- La bolsa de transporte roja puede contener un colchón con su bomba y su cojín dinámico.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
BOLSA DE TRANSPORTE	VAXT/SR	Nylon recubierto de poliuretano

Instrucciones de limpieza:



Lavado moderado hasta 60°C  
Se puede secar en secadora a baja temperatura (aire evacuado a 60°C como máximo)

2 años de garantía

Fotos no contractuales

WinnCare España / Tlf: +34 961. 565 521 - Email: [ventas@winnCare.es](mailto:ventas@winnCare.es) / [www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)

Con el fin de mejorar constantemente sus productos, el Grupo WINNCARE se reserva el derecho de modificar

las especificaciones técnicas de cualquier producto sin previo aviso

Producto sanitario de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE

